

Pochettes réfrigérantes							
Désignation	Pharmacode	Dimensions	Mode d'utilisation	Durée d'action	Température garantie	Capacité (données approximatives)	Particularités
COOL&SAFE sac isotherme 20x30x3cm	6580300	20 cm x 30 cm x 3 cm	Information non disponible	Garantie la chaîne du froid jusqu'au domicile	2-8°C	Dépendant de la grandeur des emballages	Pochette réutilisable pour médicaments Contact: info@elkpharma.ch
COOL&SAFE sac isotherme 30x35x3cm	1148187	30 cm x 35 cm x 3 cm	Information non disponible	Garantie la chaîne du froid jusqu'au domicile	2-8°C	Dépendant de la grandeur des emballages	Pochette réutilisable pour médicaments Contact: info@elkpharma.ch
FEELGOODS sac isotherme	4996893	20 cm x 30 cm + plis (25 mm+25 mm)	Conservé le sac isotherme à la température souhaitée. Placer les produits dans le sac isotherme dans un endroit frais et bien le fermer.	Pour une utilisation à cours terme. La durée d'action dépendra des conditions extérieures.	Information non disponible	Dépendant de la grandeur des emballages	Contact: info@ufd-online.ch
FRIO pochette expédition 21x15cm	7844618 (bleu) 7844617 (rouge)	Pochette intérieure (avant activation) : env. 20 cm x 16,5 cm	Mettre la pochette intérieure dans de l'eau froide entre 15 et 19 minutes	min. 45 heures	Entre 18°C et 26°C (température extérieure constante de 37°C)	Jusqu'à 8 stylos à insuline ou 16 cartouches de 3 ml ou 24 cartouches de 1½ ml ou 8 flacons de 10 ml	Aussi pour d'autres stylos pouvant être stockés à température ambiante. Etui en 2 parties : 1 pochette extérieure Cambrelle®, 1 pochette intérieure en coton avec des compartiments remplis de cristaux. Contact: info@medisuisse.ch
FRIO pochette duo 8x18cm	7844614 (bleu) 7852657 (jaune) 7844613 (rouge)	Pochette intérieure (avant activation) : 18 cm x 7 cm	Mettre la pochette intérieure dans de l'eau froide entre 8 et 10 minutes	min. 45 heures	Entre 18°C et 26°C (température extérieure constante de 37°C)	2 stylos à insuline ou 4 cartouches de 3 ml ou 6 cartouches de 1½ ml ou 2 flacons de 10 ml	Aussi pour d'autres stylos pouvant être stockés à température ambiante. Etui en 2 parties : 1 pochette extérieure Cambrelle®, 1 pochette intérieure en coton avec des compartiments remplis de cristaux. Contact: info@medisuisse.ch
FRIO pochette grande 14x19cm	7844616 (bleu) 7844615 (rouge)	Pochette intérieure (avant activation) : env. 20 cm x 13 cm	Mettre la pochette intérieure dans de l'eau froide entre 14 et 18 minutes	min. 45 heures	Entre 18°C et 26°C (température extérieure constante de 37°C)	Jusqu'à 4 stylos à insuline ou 8 cartouches de 3 ml ou 2 cartouches de 1½ ml ou 4 flacons de 10 ml	Aussi pour d'autres stylos pouvant être stockés à température ambiante. Etui en 2 parties : 1 pochette extérieure Cambrelle®, 1 pochette intérieure en coton avec des compartiments remplis de cristaux. Contact: info@medisuisse.ch
FRIO pochette individuelle 6.5x18cm	7844612 (bleu) 7844611 (rouge)	Pochette intérieure (avant activation) : env. 17,5 cm x 5 cm	Mettre la pochette intérieure dans de l'eau froide entre 8 et 10 minutes	min. 45 heures	Entre 18°C et 26°C (température extérieure constante de 37°C)	1 stylo à insuline	Aussi pour d'autres stylos pouvant être stockés à température ambiante. Etui en 2 parties : 1 pochette extérieure Cambrelle®, 1 pochette intérieure en coton avec des compartiments remplis de cristaux. Contact: info@medisuisse.ch
GERMANN étui réfrigérant médic insuline no 218 pen	1588509	Dimensions extérieures : 18 cm x 12 cm x 7,5 cm Dimensions intérieures : 16 cm x 11 cm x 4 cm	Conservé l'étui au réfrigérateur et l'élément réfrigérant au congélateur à -20°C. Avant le voyage, insérer l'élément réfrigérant congelé dans le compartiment prévu à cet effet.	Température ambiante de 20 °C : jusqu'à 10 heures. A des températures ambiantes plus élevées, le temps s'en trouve raccourci et inversement.	Température du frigo (2-8°C)	Dépendant de la grandeur des emballages	Pour les stylos à insuline ou d'autres médicaments. Avec 2 plaques de mousse. Contact: kontakt@germann-medical.ch
GERMANN étui réfrigérant médic insuline no 220	1361088	Dimensions extérieures : 18 cm x 12 cm x 7,5 cm Dimensions intérieures : 16 cm x 11 cm x 4 cm	Conservé l'étui au réfrigérateur et l'élément réfrigérant au congélateur à -20°C. Avant le voyage, insérer l'élément réfrigérant congelé dans le compartiment prévu à cet effet.	Température ambiante de 20 °C : jusqu'à 10 heures. A des températures ambiantes plus élevées, le temps s'en trouve raccourci et inversement.	Température du frigo (2-8°C)	Dépendant de la grandeur des emballages	Pour les stylos à insuline ou d'autres médicaments. Avec un insert en mousse pour les cartouches et les ampoules. Contact: kontakt@germann-medical.ch
SHC Cool Safe Kühltasche 2er CH	7842046	Dimensions extérieures : 23,5 cm x 16 cm x 13 cm Dimensions intérieures : 20 cm x 13 cm x env. 7cm (inclus 2 éléments réfrigérants)	Conservé l'étui au réfrigérateur et les éléments réfrigérants au congélateur.	A température ambiante (25°C) : minimum 6 heures	Température du frigo (2-8°C)	2 auto-injecteurs + instructions et/ou notices destinées aux patients.	Pour Hukyndra® solution injectable et Movymia® solution injectable. Avec 2 éléments réfrigérants. Contact: info@spirig-healthcare.ch
SUGRBAG cool med 1	7226865 (gris-bleu) 7226842 (noir) 7226859 (rouge)	21,7 cm x 13,2 cm x 0,9 cm	Mettre la pochette intérieure dans de l'eau froide durant 5 à 10 minutes.	Environ 50 heures. La durée d'action dépendra de la température ambiante.	Maintien l'insuline au frais (pas d'informations complémentaires disponibles)	2 stylos à insuline ou 2 fioles de 10 ml avec seringues	Contact : info@sugrbag.com
SUGRBAG cool med 2	7226894 (gris-bleu) 7226871 (noir) 7226888 (rouge)	15,4 cm x 11,2 cm x 0,8 cm	Mettre la pochette intérieure dans de l'eau froide durant 5 à 10 minutes.	Environ 50 heures. La durée d'action dépendra de la température ambiante.	Maintien l'insuline au frais (pas d'informations complémentaires disponibles)	2 stylos à insuline ou 2 fioles de 10 ml avec seringues	Contact : info@sugrbag.com
SUGRBAG pen étui cuir nappa	7226658 (brun) 7226641 (marine) 7226629 (noir) 7226635 (rouge)	20 cm x 5,7 cm	Placer l'étui au réfrigérateur avant l'utilisation.	Environ 20 heures. La durée d'action dépendra de la température ambiante.	Température ambiante	1 stylo à insuline	Conçu pour protéger l'insuline de la chaleur et du froid extrêmes. Etui avec gel réfrigérant intégré. Contact: info@sugrbag.com
SUGRBAG pen étui nylon	7318857 (bleu jeans) 7226687 (cyan) 7226701 (gris) 7318863 (lavande) 7318886 (marron choco) 7226664 (noir) 7226693 (orange) 7226718 (rose) 7226670 (rouge) 7318892 (sable) 7318900 (vert)	20 cm x 5,7 cm	Placer l'étui au réfrigérateur avant l'utilisation.	Environ 20 heures. La durée d'action dépendra de la température ambiante.	Température ambiante	1 stylo à insuline	Conçu pour protéger l'insuline de la chaleur et du froid extrêmes. Etui avec gel réfrigérant intégré. Contact: info@sugrbag.com
SUGRBAG pen étui maxi cuir nappa	7226753 (brun) 7226747 (marine) 7226724 (noir) 7226730 (rouge)	20 cm x 9,1 cm	Placer l'étui au réfrigérateur avant l'utilisation.	Environ 20 heures. La durée d'action dépendra de la température ambiante.	Température ambiante	2 stylos à insuline	Conçu pour protéger l'insuline de la chaleur et du froid extrêmes. Etui avec gel réfrigérant intégré. Contact: info@sugrbag.com
SUGRBAG pen étui maxi nylon	7318917 (bleu jeans) 7226799 (cyan) 7226836 (gris) 7318923 (lavande) 7318946 (marron choco) 7226776 (noir) 7226807 (orange) 7226813 (rose) 7226782 (rouge) 7318952 (sable) 7318969 (vert)	20 cm x 9,1 cm	Placer l'étui au réfrigérateur avant l'utilisation.	Environ 20 heures. La durée d'action dépendra de la température ambiante.	Température ambiante	2 stylos à insuline	Conçu pour protéger l'insuline de la chaleur et du froid extrêmes. Etui avec gel réfrigérant intégré. Contact: info@sugrbag.com