

Kühltaschen							
Bezeichnung	Pharmacode	Abmessungen	Verwendungsweise	Wirkdauer	Garantierte Temperatur	Kapazität (Schätzwert)	Besonderheiten
COOL&SAFE Kühlbeutel 20x30x3cm	6580300	20cm x 30cm x 3cm	Keine Informationen verfügbar	Kühlkette bis zum Wohnsitz sicherzustellen.	2-8°C	Abhängig von der Verpackungsgrösse	Wiederverwendbarer Beutel für Medikamente. Kontakt: info@elkpharma.ch
COOL&SAFE Kühlbeutel 30x35x3cm	1148187	30cm x 35cm x 3cm	Keine Informationen verfügbar	Kühlkette bis zum Wohnsitz sicherzustellen.	2-8°C	Abhängig von der Verpackungsgrösse	Wiederverwendbarer Beutel für Medikamente. Kontakt: info@elkpharma.ch
FEELGOODS Kühlbeutel	4996893	20cm x 30cm + Falten (25mm+ 25mm)	Die Kühltasche bei der gewünschten Temperatur aufbewahren. Die Produkte in die Kühltasche legen, an einem kühlen Ort aufbewahren und gut verschliessen.	Für den kurzfristigen Gebrauch. Die Wirkungsdauer hängt von den äusseren Bedingungen ab.	Keine Informationen verfügbar	Abhängig von der Verpackungsgrösse	Kontakt: info@ufd-online.ch
FRIO Expedition Modell 21x15cm	7844618 (blau) 7844617 (rot)	Innentasche (vor Aktivierung): ca. 20cm x 16,5cm	Die Innentasche 15 bis 19 Minuten lang in kaltes Wasser legen.	mind. 45 Stunden	Zwischen 18°C und 26°C (konstante Aussentemperatur von 37°C)	Bis zu 8 Insulinpens oder 16 x 3ml Patronen oder 24 x 1½ ml Patronen oder 8 Fläschchen 10ml	Auch für andere Pens, die bei Raumtemperatur gelagert werden können. 2-teiliges Etui: 1 Aussentasche Cambrelle®, 1 Innentasche aus Baumwolle mit kristallgefüllten Fächern. Kontakt: info@mediquisse.ch
FRIO Doppeltasche 8x18cm	7844614 (blau) 7852657 (gelb) 7844613 (rot) 7852658 (grün)	Innentasche (vor Aktivierung): 18cm x 7cm	Die Innentasche 8 bis 10 Minuten lang in kaltes Wasser legen.	mind. 45 Stunden	Zwischen 18°C und 26°C (konstante Aussentemperatur von 37°C)	2 Insulinpens oder 4 x 3ml Patronen oder 6 x 1½ ml Patronen oder 2 Fläschchen 10ml	Auch für andere Pens, die bei Raumtemperatur gelagert werden können. 2-teiliges Etui: 1 Aussentasche Cambrelle®, 1 Innentasche aus Baumwolle mit kristallgefüllten Fächern. Kontakt: info@mediquisse.ch
FRIO Grosse Tasche 14x19cm	7844616 (blau) 7844615 (rot)	Innentasche (vor Aktivierung): ca. 20cm x 13cm	Die Innentasche 14 bis 18 Minuten lang in kaltes Wasser legen.	mind. 45 Stunden	Zwischen 18°C und 26°C (konstante Aussentemperatur von 37°C)	Bis 4 Insulinpens oder 8 x 3ml Patronen oder 12 x 1½ ml Patronen oder 4 Fläschchen 10ml	Auch für andere Pens, die bei Raumtemperatur gelagert werden können. 2-teiliges Etui: 1 Aussentasche Cambrelle®, 1 Innentasche aus Baumwolle mit kristallgefüllten Fächern. Kontakt: info@mediquisse.ch
FRIO Einzeltasche 6.5x18cm	7844612 (blau) 7844611 (rot)	Innentasche (vor Aktivierung): ca. 17,5 cm x 5cm	Die Innentasche 8 bis 10 Minuten lang in kaltes Wasser legen.	mind. 45 Stunden	Zwischen 18°C und 26°C (konstante Aussentemperatur von 37°C)	1 Insulinpen	Auch für andere Pens, die bei Raumtemperatur gelagert werden können. 2-teiliges Etui: 1 Aussentasche Cambrelle®, 1 Innentasche aus Baumwolle mit kristallgefüllten Fächern. Kontakt: info@mediquisse.ch
GERMANN Insulin Medikament Kühlbox No 218 Pen	1588509	Aussenmasse: 18cm x 12cm x 7,5cm Innenmasse: 16cm x 11cm x 4cm	Kühlbox im Kühlschrank aufbewahren. Der Kühlakku gehört ins Gefrierfach bei minus 20°C. Vor Antritt der Reise tiefgefrorenen Kühlakku in das vorgesehene Fach schieben.	Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C bis zu 10 Stunden. Bei höheren Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Zeit und umgekehrt.	Kühlschranktemperatur (2-8°C)	Abhängig von der Verpackungsgrösse	Für Insulinpens oder andere Medikamente. Mit 2 Schaumstoffeinlagen. Kontakt: kontakt@germann-medical.ch
GERMANN Insulin Medikament Kühlbox No 220	1361088	Aussenmasse: 18cm x 12cm x 7,5cm Innenmasse: 16cm x 11cm x 4cm	Kühlbox im Kühlschrank aufbewahren. Der Kühlakku gehört ins Gefrierfach bei minus 20°C. Vor Antritt der Reise tiefgefrorenen Kühlakku in das vorgesehene Fach schieben.	Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C bis zu 10 Stunden. Bei höheren Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Zeit und umgekehrt.	Kühlschranktemperatur (2-8°C)	Abhängig von der Verpackungsgrösse	Für Insulinpens oder andere Medikamente. Mit Schaumstoffeinlage für Patronen und Ampullen. Kontakt: kontakt@germann-medical.ch
SHC Cool Safe Kühltasche 2er CH	7842046	Aussenmasse: 23,5cm x 16cm x 13cm (inkl. 2 Kühlelemente)	Kühltasche im Kühlschrank und die Kühlelemente im Gefrierschrank aufbewahren.	Bei Raumtemperatur (25°C): mind. 6 Stunden.	Kühlschranktemperatur (2-8°C)	2 Autoinjektoren + Patientenhinweise und/oder Anleitungen.	Für Hukydra® Injektionslösung und Movymia® Injektionslösung. Mit 2 Kühlelementen. Kontakt: info@sprig-healthcare.ch
SUGRBAG cool med 1	7226865 (grau-blau) 7226842 (schwarz) 7226859 (rot)	21,7cm x 13,2cm x 0,9cm	Die Innentasche 5 bis 10 Minuten lang in kaltes Wasser legen.	ca. 50 Stunden. Die Wirkdauer hängt von der Umgebungstemperatur ab.	Hält Insulin kühl (keine weiteren Informationen verfügbar)	2 Insulinpens oder 2x10ml-Spritzen	Kontakt:info@sugrbag.com
SUGRBAG cool med 2	7226894 (grau-blau) 7226871 (schwarz) 7226888 (rot)	15,4cm x 11,2cm x 0,8cm	Die Innentasche 5 bis 10 Minuten lang in kaltes Wasser legen.	ca. 50 Stunden. Die Wirkdauer hängt von der Umgebungstemperatur ab.	Hält Insulin kühl (keine weiteren Informationen verfügbar)	2 Insulinpens oder 2x10ml-Spritzen	Kontakt:info@sugrbag.com
SUGRBAG pencase Nappaleder	7226658 (braun) 7226641 (navy) 7226629 (schwarz) 7226635 (rot)	20cm x 5,7cm	Das Etui vor dem Gebrauch in den Kühlschrank legen.	ca. 20 Stunden. Die Wirkdauer hängt von der Umgebungstemperatur ab.	Raumtemperatur	1 Insulinpen	Das Etui wurde entwickelt, um das Insulin vor extremer Hitze und Kälte zu schützen. Etui mit interiertem Kühlgel. Kontakt:info@sugrbag.com
SUGRBAG pencase Nylon	7318857 (jeansblau) 7226687 (zyanblau) 7226701 (grau) 7318863 (lavandel) 7318886 (schokoladenbraun) 7226664 (schwarz) 7226693 (orange) 7226718 (pink) 7226670 (rot) 7318892 (sandfarben) 7318900 (waldgrün)	20cm x 5,7cm	Das Etui vor dem Gebrauch in den Kühlschrank legen.	ca. 20 Stunden. Die Wirkdauer hängt von der Umgebungstemperatur ab.	Raumtemperatur	1 Insulinpen	Das Etui wurde entwickelt, um das Insulin vor extremer Hitze und Kälte zu schützen. Etui mit interiertem Kühlgel. Kontakt:info@sugrbag.com
SUGRBAG pencase maxi Nappaleder	7226753 (braun) 7226747 (navy) 7226724 (schwarz) 7226730 (rot)	20cm x 9,1cm	Das Etui vor dem Gebrauch in den Kühlschrank legen.	ca. 20 Stunden. Die Wirkdauer hängt von der Umgebungstemperatur ab.	Raumtemperatur	2 Insulinpens	Das Etui wurde entwickelt, um das Insulin vor extremer Hitze und Kälte zu schützen. Etui mit interiertem Kühlgel. Kontakt:info@sugrbag.com
SUGRBAG pencase maxi Nylon	7318917 (jeansblau) 7226798 (zianblau) 7226836 (grau) 7318923 (illa) 7318946 (schokoladenbraun) 7226776 (schwarz) 7226807 (orange) 7226813 (pink) 7226782 (rot) 7318952 (sandfarben) 7318969 (waldgrün)	20cm x 9,1cm	Das Etui vor dem Gebrauch in den Kühlschrank legen.	ca. 20 Stunden. Die Wirkdauer hängt von der Umgebungstemperatur ab.	Raumtemperatur	2 Insulinpens	Das Etui wurde entwickelt, um das Insulin vor extremer Hitze und Kälte zu schützen. Etui mit interiertem Kühlgel. Kontakt:info@sugrbag.com